

## SPECIFICHE TECNICHE TEST SIEROLOGICI IgG/IgM COVID

### TEST SIEROLOGICO IMMUNOCROMATIGRAFICO

RIVENDITORE	AZIENDA	SEDE PRODUZIONE	G/M	sensibilità	specificità
ALIFAX	Hangzhou Alltest Biotech Co.	CHINA	IgG	100%	98%
			IgM	85%	96%

TECHNOGENETICS	KHB-Shanghai Kehua Bio-engineering Co.	CHINA	IgG	90%	96,3%
			IgM		

### TEST SIEROLOGICO IN CHEMILUMINESCENZA

RIVENDITORE	AZIENDA	SEDE PRODUZIONE	G/M	sensibilità	specificità	Note
Medical systems	SNIBE-MAR 2020 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd	CHINA	IgG	91%	97%	
			IgM	79%	97,5%	
Abbott	SARS-CoV-2 IgG Architect	Ireland	IgG	0	99,6%	< 3gg
				25%		3 - 7 gg
				86,36%		8 - 13 gg
				100%		> 14 gg

Note: giorni dopo insorgenza dei sintomi

Carate Brianza 30/04/2020

Bianalisi spa

**BIANALISI S.p.A.**

